

Kort instruktion

- sådan måles korrekt



- Tænd termometret ved at trykke på tænd-/slukknappen
- Ved måling af kropstemperatur:
 1. Vælg krops-mode på knappen på siden.
 2. Når du hører et lydsignal og displayet viser ---°C (blinkende), er termometret klar til brug.
 3. Tør sved og hår væk fra panden og placér termometret over midten af panden i en **afstand af mindst 3 og højst 5 cm**.
 4. Tryk på START-knappen.
 5. Før termometeret langsomt **fra midten af panden ud mod tindingen** - efter 3 sekunder signalerer et langt bip, at målingen er færdig
 6. Aflæs temperaturen på displayet.
 7. Vi anbefaler at måle 3 gange i træk og bruge den højst målte værdi (gentag punkt nr. 4, 5 og 6).
- Ved måling af objekttemperatur:
 1. Vælg objekt-mode på knappen på siden.
 2. Når du hører et lydsignal og displayet viser ---°C (blinkende), er termometret klar til brug.
 3. Placér termometret over midten af det objekt, du vil måle, med en **afstand af mindst 3 og højst 5 cm** fra objektet.
 4. Tryk på START-knappen og hold termometret stille – efter 3 sekunder signalerer et langt bip, at målingen er færdig.
 5. Aflæs temperaturen på displayet.

Kort instruktion

- sådan måles korrekt



Se brugsvejledning for indstilling
af dato, tid og °C/°F